




# Your PDF Guides

You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN. You'll find the answers to all your questions on the BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN in the user manual (information, specifications, safety advice, size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.

**User manual BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN**  
**User guide BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN**  
**Operating instructions BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN**  
**Instructions for use BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN**  
**Instruction manual BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN**



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484263)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5484263>

**Manual abstract:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 82 - 101 Eignung der Haut Hautton Tabelle Einstellung des Hauttons HAARENTFERNUNGSSYSTEM MIT INTENSE PULSED LIGHT I Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung einschließlich aller Warnhinweise und Sicherheitsinformationen vor Benutzung des Venus Naked Skin® Haarentfernungssystems mit Intense Pulsed Light vollständig durch. Das Venus Naked Skin® Haarentfernungssystem mit Intense Pulsed Light ist nicht für jeden geeignet. Es arbeitet wirksam bei hellen bis mittleren Hauttönen und dunklen Haarfarben. Venus Naked Skin® funktioniert nicht in Anwendungszonen mit rotem, sehr blondem, grauem oder weißem Haar. Vergleichen Sie den Hautton der zu behandelnden Zone mit der Tabelle h (auf der linken Seite), um festzustellen, ob Venus Naked Skin® für Sie geeignet ist. Wenn Sie unsicher sind, ob sich dieses Gerät für Sie eignet, rufen Sie bitte die gebührenfreie Rufnummer auf Seite 21 dieser Gebrauchsanleitung an oder konsultieren Sie Ihren Arzt. **WARNHINWEIS – NICHT BENUTZEN:** Wenn die zu behandelnde Haut dunkler ist als der in der Hautton-Tabelle angezeigte Hautton (III). Dunkle Hauttöne können während der Anwendung zu viel Lichtenergie absorbieren, was Ihre Haut schädigen kann (z.

B. verbrennen, bleichen oder vernarben). Da das Gesicht sensibler sein kann, nutzen Sie das Gerät zuerst an anderen Körperbereichen bevor Sie Bereiche an Oberlippen, Kinn oder Kiefer behandeln. Sehen Sie auch das Kapitel „Behandlung des Gesichts“ für spezielle Gebrauchsanweisungen. Willkommen bei Gillette Venus Naked Skin® Willkommen zu einem erstklassigen Schönheitserlebnis mit Ihrem neuen Venus Naked Skin® Haarentfernungssystem mit Intense Pulsed Light. Mit Venus Naked Skin® können Sie jeden Tag glatte Haut haben, so dass jede Jahreszeit Bikini-Saison sein kann. Also los geht's... Sie werden Aussehen und Gefühl Ihrer dauerhaft glatten Haut lieben. Und das ist wunderbar! II III IIII Keine Benutzung Für weitere Informationen und zum Herunterladen der kostenlosen Naked Skin® mobile application besuchen Sie bitte [www.braun.com](http://www.braun.com) 3 2 Inhalt Wer sollte Gillette Venus Naked Skin® nicht benutzen? (Gegenindikationen).

.....

.... 6 Vor der Inbetriebnahme (Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen).

.....

..... 6 Warnhinweise..

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 6 Sicherheitsvorkehrungen.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

... 7 Elektrische Sicherheit und Brandschutz.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
... 8 Mögliche Nebenwirkungen..

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
... 9 Mögliche Nebenwirkungen sind u.

a.:.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 9 w Was ist zu tun, wenn bei Ihnen Nebenwirkungen auftreten? .....

.....  
.....  
.....

..... 9 Einführung in Gillette Venus Naked Skin® .

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
... 10 Funktionsweise.

.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*... 10 Was mich erwartet.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*. 11 Anwendungshinweise....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*.... 11 Inbetriebnahme.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*11 Einstellungen.....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*11 Überprüfung des Hauttons.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 11 Anwendung.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*. 13 Behandlung des Gesichts (nur Frauen) .....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*15 Verträglichkeitstest.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
*.. 17 Wartung und Aufbewahrung...*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
*18 Anwendungsplan .....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
*..... 18 Startphase.....*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
*.... 18 Erhaltung.*

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*18 Problembehandlung.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 19 Technische Daten.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*. 20 Kundenbetreuung.....*

.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*..... 21 Garantie.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 21 5 Wer sollte Gillette Venus Naked Skin® nicht benutzen? (Gegenindikationen) •  ICHT BENUTZEN auf der Kopfhaut, an den Augenbrauen oder im Bereich der Nasen und Augenhöhlen. Eine Anwendung in diesen Bereichen könnte zu einer dauerhaften Schädigung der Augen führen. •  ICHT BENUTZEN, wenn Sie einen dunklen Hautton haben (siehe Hautton-Tabelle N auf Seite 2).

Dunkle Haut kann zu viel Lichtenergie absorbieren und so geschädigt werden (z. B. verbrennen, bleichen oder vernarben). •  ICHT BENUTZEN, wenn Sie über eine Vorgeschichte mit Hautkrebs oder über präkanzeröse Läsionen verfügen (z. B. Nävi oder zahlreiche Muttermale). Konsultieren Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt, falls Sie zur Behandlung chronischer Erkrankungen Medikamente einnehmen. •  NICHT BENUTZEN, wenn Sie schwanger sind, stillen oder unter 18 Jahre alt sind, da dieses Gerät bei den besagten Gruppen nicht getestet wurde. Sommersprossen, Geburtsmalen, Muttermalen oder Warzen in der gewünschten Anwendungszone –  wenn Sie an chronischen Hautkrankheiten (z. B.

Schuppen, ekzematöse Vitiligo) oder an Hautschädigungen (z. B. Sonnenbrand, Schnitten, offenen Wunden oder aktiven Infektionen) in den gewünschten Anwendungszone leiden –  wenn Sie in der gewünschten Anwendungszone Krampfadern haben –  wenn Sie eine Tätowierung oder ein Dauer-Make-up in der gewünschten Anwendungszone –  wenn Sie unter einer bekannten Sonnenempfindlichkeit (Photosensibilität) leiden oder Medikamente einnehmen, die zu einer erhöhten Hautempfindlichkeit führen, z. B. Retin-A, Accutane und/oder topische Retinoide –  wenn Sie eine Hautpeeling-Anwendung in dem gewünschten Anwendungsbereich vorgenommen haben •  KEINE BENUTZUNG von Venus Naked Skin® öfter als einmal pro Woche in derselben Zone. Dies würde den Anwendungserfolg nicht beschleunigen, aber das Verletzungsrisiko Ihrer Haut erhöhen. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN •  vermeiden Sie Bräunen einschließlich V des Sonnenbads im Freien, Bräunungsanwendungen in einem Studio und Benutzung von Bräunungslotion oder -crème vor und während der Behandlung, da das Gerät ansonsten bei Ihnen nicht funktionieren könnte. Darüber hinaus kann dunklere Haut zu viel Lichtenergie absorbieren, was Beschwerden/Schmerzen verursachen oder Ihre Haut schädigen kann (z. B. verbrennen, bleichen oder vernarben).

•  wenn Sie regelmäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg Medikamente einnehmen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt bezüglich möglicher Auswirkungen auf die Lichtempfindlichkeit der Haut. •  dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen unter einem Alter von 18 Jahren oder durch Personen (einschließlich Kinder) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Sachverstand vorgesehen, bis ihnen eine Einweisung oder Anleitung bezüglich der Benutzung des Geräts durch eine Person zuteil wurde, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. •  Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Trennen Sie das Gerät stets von der Stromversorgung, wenn es nicht in Gebrauch ist. Das Gerät sollte sicher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. •  ersetzen Sie das Gel nicht durch andere Gele, Crèmes oder Lotionen. Benutzen Sie ausschließlich das Gel, das speziell für den Gebrauch mit dem Venus Naked Skin®Gerät vorgesehen ist. 7 Vor der Inbetriebnahme (Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen) WARNHINWEISE •  KEINE BENUTZUNG von Venus Naked Skin®, wenn Ihre Haut dunkler ist als der in der Hautton-Tabelle angezeigte dunkle Hautton (VIII) oder wenn das rote Anzeigelämpchen (VIII) am Hautton-Sensor aufleuchtet.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484263)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5484263>



Da dunkle Haut mehr Lichtenergie absorbiert, kann die Behandlung dunkler Haut mit Venus Naked Skin® Beschwerden/ Schmerzen verursachen oder Ihre Haut verletzen (z. B.

verbrennen, bleichen oder vernarben). • KEINE BENUTZUNG von Venus Naked Skin®, wenn Ihre Haut kürzlich künstlich oder natürlich gebräunt wurde. Da gebräunte Haut dunkler ist, besteht ein erhöhtes Schädigungsrisiko bei der Benutzung von Venus Naked Skin®. Die Behandlung gebräunter Haut mit Venus Naked Skin® kann Beschwerden/ Schmerzen verursachen oder Ihre Haut verletzen (z. B. verbrennen, bleichen oder vernarben). Vermeiden Sie nach Ihrer Venus Naked Skin®-Anwendung ungeschütztes Aussetzen direkter Sonneneinstrahlung. Die Behandlung mit Venus Naked Skin® kann Ihre Haut sonnenempfindlicher machen, was zu Nebenwirkungen wie Sonnenbrand und Bläschenbildung führen kann. Benutzen Sie Sonnenschutzmittel (LSF 15 oder höher) oder bedecken Sie die Haut. • KEINE BENUTZUNG von Venus Naked Skin® bei: – rotem Haar – grauem oder weißem Haar – sehr blondem Haar

Venus Naked Skin® funktioniert bei diesen Haarfarben nicht.

Sie setzen sich lediglich den Risiken dieses Produkts aus, nicht aber dem Nutzen. • KEINE BENUTZUNG von Venus Naked Skin® direkt an Brustwarzen, Genitalien oder im Afterbereich. Diese Zonen können eine dunklere Hautfarbe und/oder größere Haardichte aufweisen, und die Anwendung des Geräts dort kann Beschwerden/ Schmerzen verursachen oder Ihre Haut verletzen (z. B. verbrennen, bleichen oder vernarben).

• KEINE BENUTZUNG von Venus Naked Skin®: – Bei dunkelbraunen oder schwarzen Flecken wie beispielsweise Wenn einer oder mehrere der oben erwähnten Punkte bei Ihnen zutreffen, kann Venus Naked Skin® Ihre Haut verletzen oder den bestehenden Zustand verschlechtern. Es können Nebenwirkungen wie z. B. Verbrennungen, Bläschenbildung und Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung) oder Vernarbungen bei Ihnen auftreten. • NICHT direkt in den Glasfilter des Handgeräts schauen oder versuchen, das Handgerät in Richtung der Augen einzuschalten.

Um die Sicherheit Ihrer Augen und der Augen von Personen in Ihrer Nähe zu gewährleisten, schaltet sich das Venus Naked Skin®-Handgerät nur ein, wenn beide Kontaktchienen auf der Unterseite des Handgeräts die Haut berühren. Sollte sich das Gerät einschalten, wenn NICHT beide Kontaktchienen die Haut berühren, STOPPEN Sie unverzüglich die Benutzung des Geräts und kontaktieren Sie Ihren Händler. • Vermeiden Sie den Kontakt des Gels mit den Augen. Spülen Sie im Falle des ungewollten Kontakts des Gels mit den Augen mit reichlich Wasser. Wenn in seltenen Fällen: • Bläschenbildung oder Verbrennung der Haut • Schwellungen und/oder Blutergüsse • Veränderungen der Pigmentierung (Farbe) der Haut in der Anwendungszone WAS IST ZU TUN, WENN BEI IHNEN NEBENWIRKUNGEN AUFTRETEN? Nebenwirkung Wärmegefühl oder Kribbeln während der Anwendung, das normalerweise nach ein paar Sekunden bis zu einer Minute verschwindet und mit fortlaufender Anwendung abnimmt. Beschwerden oder Schmerzen halten während der Anwendung intensiv an oder bleiben nach der Anwendung bestehen. Hautrötung während oder nach der Anwendung, die innerhalb von Minuten bis zu einigen Stunden abklingt. Hautrötung, die innerhalb von 24-48 Stunden nach der Anwendung nicht abklingt. In sehr seltenen Fällen: Schwellung und Rötung um die Haarfollikel herum, welche innerhalb von zwei oder drei Tagen abklingen. Schwellung und Rötung im Bereich um die Haarfollikel, die innerhalb von zwei bis drei Tagen nicht abklingen.

Vorübergehende Veränderungen der Hautfarbe (Aufhellung oder Verdunkelung). Vermehrtes Haarwachstum in den Behandlungszonen (tritt mit größerer Wahrscheinlichkeit bei Personen mit Herkunft aus dem Mittelmeerraum auf). Sie können das Gerät weiterhin gemäß den Anweisungen benutzen, wenn die Schwellung und die Rötung um die Haarfollikel herum abgeklungen sind. Stellen Sie die Benutzung des Geräts ein und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie es erneut benutzen. Wenn sich Ihre Hautfarbe verändert, stellen Sie die Benutzung des Geräts ein und konsultieren Sie Ihren Arzt. Wenn das vermehrte Haarwachstum über mehrere Anwendungen hinweg anhält, stellen Sie die Benutzung des Geräts ein und konsultieren Sie Ihren Arzt. Art der Einschätzung und Reaktion Damit ist zu rechnen, und es ist normal für alle Anwendungen von IPL-Haarentfernungsgeräten (Haarentfernungsgeräte mit Intense Pulsed Light). Sie können das Gerät gemäß den Anweisungen weiterbenutzen. Stellen Sie die Benutzung des Geräts ein und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie es erneut benutzen. Damit ist zu rechnen, und es ist normal für alle Anwendungen von IPL-Haarentfernungsgeräten.

Sie können das Gerät gemäß den Anweisungen weiterbenutzen, wenn die Hautrötung abgeklungen ist. Stellen Sie die Benutzung des Geräts ein und konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie es erneut benutzen. Oben Erwähntes kann Irritationen wie beispielsweise Juckreiz und Rötungen in der Anwendungszone hervorrufen. ELEKTRISCHE SICHERHEIT UND BRANDSCHUTZ Wie bei allen elektrischen Geräten müssen bestimmte Vorkehrungen getroffen werden, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. GEFAHR Niemals das Venus Naked Skin®-Gerät öffnen, da Sie so mit gefährlichen elektrischen Bauteilen und mit gepulster Lichtenergie in Berührung kommen können, was jeweils zu schwerwiegenden körperlichen Verletzungen und/oder dauerhafter Schädigung der Augen führen kann.

• NICHT benutzen, wenn das Gerät beschädigt ist, z. B. gerissenes Gehäuseunterteil, Beschädigung des Handgeräte-Kabels 8 9 Einführung in Gillette Venus Naked Skin® Das Venus Naked Skin®-Gerät arbeitet mit Intense Pulsed Light (IPL) und leitet sich aus der professionellen Lichttechnologie ab, die weltweit von Dermatologen/ Fachexperten zur Behandlung unerwünschter Behaarung benutzt wird. Das Venus Naked Skin®-System umfasst: 1. Hauptgerät

2.

Handgerät (an Hauptgerät angeschlossen) 3. Abnehmbaren Hautton-Sensor A (siehe Seite 11 bezüglich weiterer Informationen über den Hautton-Sensor) 4. Einschalttaste 5. Netzteil 6. Anwendungsfenster 7. <sup>TM</sup> Was Sie erwarten können nach sechs Anwendungen eine merkliche Haarreduzierung und nach sechs bis zwölf Anwendungen lang anhaltende Haarentfernung beobachten. Führen Sie alle zwei Monate eine weitere Anwendung durch, um das Ergebnis aufrecht zu erhalten und dauerhaft glatte und schöne Haut zu genießen.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484263)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5484263>

7 Anwendungshinweise Inbetriebnahme Überprüfung des Hauttons **BENUTZUNG DES HAUTTON-SENSORS Venus Naked Skin®** verfügt über einen integrierten Hautton-Sensor, der dazu dient, Ihnen bei der Ermittlung der für Ihre Haut geeigneten Hautton-Einstellung behilflich zu sein. 4 1 2 3 5 4 2 Die Anwendungszone sollte sauber, frei von Haaren und trocken sein. 1.

□□ Entfernen Sie alle sichtbare Haare vor der Benutzung von Venus Naked Skin®. Die Entfernung von Haaren gewährleistet, dass das Licht während der Anwendung die Haarfollikel erreicht. 2. □□ Einigen Sie die Anwendungszone R und tupfen Sie sie trocken. 3 6 -Aktivierungsgel 8 8. Gebrauchsanleitung ANWENDUNGSHINWEISE 1 Funktionsweise Das Venus Naked Skin® mit Intense Pulsed Light (IPL) ist aus der professionellen IPL-Technologie abgeleitet und hilft, den Zyklus von immer wieder nachwachsendem Haar zu durchbrechen. Die Lichtenergie wird durch das <sup>TM</sup>-Aktivierungsgel übertragen, um das Melanin im dunklen Haar anzuvisieren, wo sie dazu beiträgt, das Haar in eine Schlafphase zu versetzen. Vorher Anwendung Ergebnis Hautton-Sensor 1.

Taste des HauttonSensors 2. Lämpchen der Hautton-Einstellung 3.

Lebensdauer-Anzeige der Blitzlampe 4. Sensorfenster ANWENDUNGSHINWEISE Um Ihren Hautton zu messen: 1. Entnehmen Sie den Hautton-Sensor aus dem Hauptgerät. Das ROTE Lämpchen des Hautton-Sensors erlischt und zeigt so an, dass der Sensor bereit ist Einstellungen Um das Gerät einzuschalten: 1. Platzieren Sie das Hauptgerät auf einer festen Oberfläche.

Das Handgerät sollte sich sicher in der vorgesehenen Halterung am Hauptgerät befinden. 2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose ein. Die Taste des Hautton-Sensors leuchtet ROT auf, um den Standby-Modus anzuzeigen. Es sollte mit der Ermittlung des Hauttons begonnen werden.

D <sup>TM</sup> -Aktivierungsgel Venus Naked Skin® wird mit <sup>TM</sup>-Aktivierungsgel geliefert. Es handelt sich um ein transparentes Gel auf Wasserbasis, das es dem Licht ermöglicht, während der Anwendung bis zum Haar vorzudringen, um die Effizienz zu erhöhen. Benutzen Sie Venus Naked Skin® nicht ohne Aktivierungsgel. Das Gel ist bei Ihrem Händler erhältlich. 10 2. □□ Platzieren Sie das Sensorfenster des Hautton-Sensors auf der sauberen und trockenen Hautzone, die Sie behandeln möchten. Wählen Sie aus Gründen der Bequemlichkeit und der Sicherheit stets die dunkelste Hautpartie aus, testen Sie z. B. am Bein die Außenseite des Unterschenkels und am Arm den Handrücken. Für die Anwendung im Gesicht, probieren Sie das Gerät auf der Wange oder im Oberlippenbereich aus.

11 3. □□ Drücken Sie die Taste des HauttonSensors, um den Hautton einzulesen: • □ enn ein WEISSES Lämpchen aufW leuchtet (Einstellungen I, II, III, IIII), ist der Hautton in dieser Zone für E die Anwendung geeignet. 6. □ ontrollieren Sie das Ergebnis, indem K Sie den Hautton der Anwendungszone mit der Hautton-Tabelle vergleichen. WICHTIG: Wenn eine Abweichung des vom Hautton-Sensor ermittelten Hauttons von der Hautton-Tabelle besteht, sollten Sie stets vom höheren Wert/von der dunkleren HauttonEinstellung ausgehen (gibt weniger Lichtenergie ab). Zum Beispiel: wenn der Hautton-Sensor (III) anzeigt und die Hautton-Tabelle (IIII) anzeigt, sollten Sie von (IIII) ausgehen. 7. □ rücken Sie die Taste des HauttonD Sensors so oft, bis die korrekte Hautton-Einstellung erscheint. I-III am Hautton-Sensor • □ instellung I ist die HÖCHSTE E Leistungseinstellung und ist für Personen mit heller Haut geeignet, gemäß der Anzeige in der HauttonTabelle – Hautton 1. • □ instellung II ist die MITTLERE E Leistungseinstellung und ist für Personen mit mittlerem Hautton geeignet, gemäß der Anzeige in der Hautton-Tabelle – Hautton 2.

• □ instellung III ist eine NIEDRIGERE E Leistungseinstellung und ist für Personen mit dunklerer Haut geeignet, gemäß der Anzeige in der Hautton-Tabelle – Hautton 3. • □Einstellung IIII ist die NIEDRIGSTE Leistungseinstellung und ist für Personen mit dunklerer Haut geeignet, gemäß der Anzeige in der Hautton-Tabelle – Hautton 4. HINWEIS: Sie können einen höheren Wert/eine dunklere Hautton-Einstellung als das Ergebnis Ihrer Messung mit dem Hautton-Sensor wählen (gibt weniger Lichtenergie ab), jedoch darf kein nie rigerer Wert/keine hellere Hautton Einstellung gewählt werden. STANDBY-MODUS Wenn der Hautton-Sensor am Hauptgerät platziert ist, kehrt das Handgerät nach zehnminütiger Nichtbenutzung in den STANBYModus zurück (was durch ein ROTES Lämpchen angezeigt wird). Zum Wiedereinschalten des Geräts ist eine erneute Hautton-Messung erforderlich.

H WICHTIG: Benutzen Sie ausschließlich das speziell für die Benutzung mit diesem Gerät vorgesehene Aktivierungsgel. Um das Austrocknen des Gels zu vermeiden, sollten größere Zonen in mehreren Abschnitten behandelt werden. 2. Wischen Sie überschüssiges Gel von □ Ihren Händen ab. 3.

Wählen Sie einen Ort am Rand der □ Anwendungszone aus. Platzieren Sie das Handgerät fest auf der Haut, so dass beide Kontaktschienen an den Außenecken des Anwendungsfensters das Gel auf der Haut berühren. Ein WEISSES Lämpchen zeigt an, dass ordnungsgemäßer Kontakt hergestellt wurde.

Wenn das weiße Lämpchen nicht aufleuchtet, richten Sie das Handgerät so aus, dass beide Kontaktschienen die Haut berühren. RICHTIG • □ enn ein ROTES Lämpchen W aufleuchtet, zeigt dies an, dass der Hautton in F dieser Zone nicht für die Anwendung geeignet ist. ANWENDUNGSHINWEISE Anwendung Wir empfehlen Ihnen, vor der Erstanwendung einen Verträglichkeitstest in einem kleinen Hautbereich an dem Körperteil durchzuführen, den Sie behandeln möchten. Bitte lesen Sie bezüglich weiterer Informationen den Verträglichkeitstest auf Seite 17 nach. Wenn Sie die korrekte Hautton-Einstellung vorgenommen und die Anwendungszone vorbereitet haben, können Sie mit der Anwendung beginnen. 1. □ ragen Sie eine dicke Schicht T Aktivierungsgel auf die Anwendungszone auf.

NICHT EINMASSIEREN. Das Gel sollte in einer dicken Schicht auf der Haut verbleiben, um ordnungsgemäßen Kontakt mit dem Handgerät zu gewährleisten.

ANWENDUNGSHINWEISE 4. □ ICHTIG: vor der Anwendung an W einer anderen Körperstelle müssen Sie erneut eine Messung durchführen. HINWEIS: Wenn alle Lämpchen aufleuchten, zeigt dies an, dass die durchgeführte Messung ungültig ist, z. B. dass der Hautton-Sensor keinen G ausreichenden Kontakt besitzt. Gelschicht Haut FALSCH Gelschicht Haut 4. □ rücken Sie einmal die Einschalttaste.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484263)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5484263>

D Schauen Sie nicht in Richtung des Handgeräts, um das helle Licht zu meiden.

Sie hören ein Klicken und spüren eventuell ein Wärmegefühl. 5. Platzieren Sie den Hautton-Sensor P wieder am Hauptgerät. Die Taste des Hautton-Sensors leuchtet WEISS auf, wenn das Gerät betriebsbereit ist. Die Geräteeinstellung passt sich automatisch an das Ergebnis der Messung mit dem Hautton-Sensor an.

Das weiße Einstellungs-Lämpchen zeigt die Leistungseinstellung an. 12 13 5. Nehmen Sie das Handgerät von Ihrer Haut. Die beiden Kontaktschienen und das Anwendungsfenster hinterlassen Spuren im Aktivierungsgel, so dass Sie den Anwendungsprozess einfach verfolgen können. 6.

Venus Naked Skin® sollte in durchgehenden Reihen auf der Haut angewendet werden. Die nächste Anwendung sollte unmittelbar neben der vorherigen ausgewählt werden. Es sollten keine Lücken zwischen den Anwendungszonen entstehen. Beim Platzieren des Handgeräts auf dem Gel auf der Haut sollten die Ecke des Behandlungsfensters und die beiden Kontaktschienen an die Spuren der vorherigen Anwendung anschließen. Behandlung des Gesichts (nur Frauen) M Erste Schritte: 1. Entfernen Sie alle Kosmetika, Lotionen und Cremes (einschließlich Selbstbräunungscreme) von dem Bereich, den Sie behandeln möchten. 2. Entfernen Sie alle sichtbaren Haare. 3. Nutzen Sie den Hautton-Sensor, um die Eignung für die Behandlung zu bestätigen.

NICHT benutzen, wenn der Hautton-Sensor ein rotes Licht anzeigt (IIII). Beginnen Sie bei der Behandlung des Gesichts immer mit der niedrigsten Einstellung, unabhängig vom Hautton, der vom Hautton-Sensor angezeigt wird. Eventuell müssen Sie dazu das Energielevel auf die niedrigere Stufe (III) reduzieren, wenn Sie einen helleren Hautton haben (I-III). Nehmen Sie die Einstellung vor, indem Sie den weißen Knopf auf dem Hautton-Sensor drücken bis die niedrigste Stufe erreicht ist. ANWENDUNGSHINWEISE Die Anwendung von Venus Naked Skin® gegen unerwünschte Haare im Gesicht bedarf sorgfältiger und spezieller Anwendung, um mögliche Nebenwirkungen zu vermeiden. Vermeiden Sie Bräunen einschließlich des Sonnenbads im Freien, Bräunungsanwendungen in einem Studio und Benutzung von Bräunungslotion oder -crème vor und während der Behandlung, da das Gerät ansonsten bei Ihnen nicht funktionieren könnte. Darüber hinaus kann dunklere Haut zu viel Lichtenergie absorbieren, was ein unangenehmes Gefühl/Schmerzen verursachen kann. WICHTIG: • Nicht die Augenbrauen oder die Nasenbereiche um die Augen, die Kopfhaut, die Nasenflügel und die Ohren behandeln. • Nicht auf Leberflecken oder dunklen (pigmentierten) Bereichen anwenden. Vor der Behandlung 1.

Ermitteln Sie, ob Ihr Gesicht behandelt werden kann, indem Sie die Hautton-Tabelle und den Hautton-Sensor nutzen. Da das Gesicht unvermeidlich der Sonne ausgesetzt ist, kann es dunkler sein als andere Körperbereiche. 2. Führen Sie einen Verträglichkeitstest durch: Testen Sie die Reaktion der Haut auf einem haarfreien Bereich unterhalb des Ohres (siehe Kapitel „Verträglichkeitstest“). 3.

Warten Sie nach dem Verträglichkeitstest 48 Stunden und prüfen Sie den behandelten Bereich. Wenn er normal erscheint, beginnen Sie die Behandlung der Oberlippe, des Kinnes oder des Kiefers. 8. Wenn Sie die Anwendung in einer W Zone beendet haben, wischen Sie überschüssiges Aktivierungsgel vom Gerät und von der Anwendungszone ab. Platzieren Sie das Handgerät wieder am Hauptgerät.

9. Überprüfen Sie die Anwendungszone auf mögliche Hautreaktionen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, lesen Sie Seite 9 dieser Gebrauchsanleitung durch. RUHEMODUS ANWENDUNGSHINWEISE WARNHINWEIS: NICHT das Gerät an derselben Stelle mehr als einmal anwenden, um mögliche Beeinträchtigungen der Haut zu vermeiden. Wenn Ihre Haut Bläschen bildet oder Verrennungen aufweist, STOPPEN SIE UNVERZÜGLICH die Anwendung. Beruhigen Sie den Bereich mit kühlenden Gelpackungen. Konsultieren Sie umgehend einen Arzt. 7. Sie müssen ungefähr 4-6 Sekunden warten, während sich das Gerät wiederauflädt, bevor es zur erneuten Anwendung bereit ist. Die Taste des Hautton-Sensors blinkt auf, um anzuzeigen, dass sich das Gerät wiederauflädt.

Wenn das Lämpchen dauerhaft WEISS aufleuchtet, ist es zur erneuten Anwendung bereit. Wiederholen Sie den obigen Vorgang, bis Sie die Anwendung in der Anwendungszone abgeschlossen haben. Wischen Sie das Anwendungsfenster regelmäßig ab, um sicherzustellen, dass es sauber und frei von Rückständen ist. • Wenn das Gerät für 55 Minuten W „unbenutzt“ bleibt (d. h. wenn keine Tasten gedrückt werden und der Hautton-Sensor nicht aus der Halterung genommen bzw. in die Halterung eingesetzt wird), schaltet sich das Gerät in den RUHEMODUS mit niedrigem Energiebedarf. • Im RUHEMODUS sind alle 1 Lämpchen bis auf die ROTE Taste des Hautton-Sensors, die alle drei Sekunden einmal aufblinkt, erloschen. Sie müssen eine Hauttonmessung durchführen, um den RUHEMODUS zu beenden. Behandlung des Gesichts, der Wangen und des Kiefers 1.

Tragen Sie eine dicke Schicht Aktivierungsgel auf den zu behandelnden Bereich auf (siehe Abbildung unten). 2. Wischen Sie überschüssiges Gel von Ihren Händen ab. 3. Sie können einen Spiegel zur Hilfe nehmen, um das Handstück zur Behandlung des Gesichtsbereichs zu positionieren.

4. Wählen Sie einen Ort am Rand des zu behandelnden Bereichs aus. Platzieren Sie das Handgerät so auf der Haut, dass beide Kontaktschienen an den Außenecken des Anwendungsfensters auf dem Aktivierungsgel platziert sind, 15 N 14 das auf der Hautoberfläche aufgetragen wurde. Das weiße Licht des Aktivierungsknopfes zeigt an, dass ordnungsgemäßer Kontakt hergestellt wurde. Wenn das weiße Lämpchen nicht aufleuchtet, richten Sie das Handgerät so aus, dass beide Kontaktschienen die Haut berühren.

WICHTIG: Schließen Sie Ihre Augen vor dem Drücken des Aktivierungsknopfes oder schauen Sie weg, da das Licht sehr hell ist. 5. Drücken Sie den Aktivierungsknopf. Sie spüren eventuell ein Wärmegefühl. 6. Nehmen Sie das Handstück von Ihrer Haut. 7. Platzieren Sie das Handstück auf dem unmittelbar angrenzenden Bereich, der noch nicht behandelt wurde (ohne Überschneidung), und drücken Sie den Aktivierungsknopf. Führen Sie die Anwendung fort, bis Sie den gesamten Bereich fertig behandelt haben. WICHTIG: Vermeiden Sie, eine Stelle zweimal zu behandeln, da dies zu Nebenwirkungen führen könnte.

8. Wischen Sie überschüssiges Gel vom Handstück und dem behandelten Bereich ab.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484263)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5484263>

Behandlung des Oberlippenbereichs Nach der Behandlung • Verwenden Sie die ersten 24 Stunden nach der Anwendung keine Bleichcremes oder Peelings, da dies ansonsten zu Hautirritationen führen könnte. • Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht für 24 Stunden nach der Behandlung. Um Ihre Haut zu schützen, nutzen Sie eine Feuchtigkeitscreme mit LSF 15 oder eine Sonnencreme mit höherem Breitspektrumfilter. TIPP: Um zu vermeiden, dass Lichtimpulse direkt auf die Lippen gelangen, können Sie die Lippen aufeinander pressen. Verträglichkeitstest Wir empfehlen Ihnen, vor der Erstanwendung die Reaktion Ihrer Haut auf das Venus Naked Skin®-Gerät und auf das Aktivierungsgel zu testen HINWEIS: Testen Sie die Zone, die Sie für die Anwendung vorgesehen haben. Die Zone für den Verträglichkeitstest sollte ungefähr 2,5 x 5 cm groß sein (was der Größe zweier Lichtblitze nebeneinander entspricht). 1.  rmitteln Sie zunächst Ihren Hautton, E siehe Seite 11.

2.  ereiten Sie die Anwendungszone B vor, indem Sie sie reinigen und sichtbare Haare entfernen. Tupfen Sie den Bereich mit einem Handtuch trocken. 3.  ragen Sie eine dicke Schicht Aktivierungsgel auf die Anwendungzone auf.

NICHT EINMASSIEREN. Das Gel sollte in einer dicken Schicht auf der Haut verbleiben, um ordnungsgemäßen Kontakt mit dem Handgerät zu gewährleisten.

4.  latzieren Sie das Handgerät fest auf der Haut. Beide Kontaktschienen an den Außenecken des Anwendungsfensters müssen das Gel auf der Haut berühren.

Die Einschalttaste leuchtet WEISS auf und zeigt so an, dass ordnungsgemäßer Kontakt hergestellt wurde. Wenn das weiße Lämpchen nicht aufleuchtet, richten Sie das Handgerät so aus, dass beide Kontaktschienen die Haut berühren. 5.  rücken Sie einmal die Einschalttaste. Schauen Sie nicht in Richtung des Handgeräts, um das helle Licht zu meiden. Sie hören ein Klicken und spüren eventuell ein Wärmegefühl. WICHTIG: Anpassung der Anwendungsstufe Das Anwendungsgefühl kann je nach Person und Anwendungszone variieren. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, führen Sie die Anwendung mit der höchstmöglichen Stufe durch, bei der Sie sich wohlfühlen. Stufe I –  öchste Leistungseinstellung  Stufe III – niedrigste Leistungseinstellung Zum Anpassen der Anwendungsstufe lesen Sie Schritt 7 auf Seite 12 nach. 6.

Nehmen Sie das Handgerät von Ihrer  Haut. 7. Platzieren Sie das Handgerät in der  Zone, die an die bereits behandelte Zone angrenzt (siehe HINWEIS auf der linken Seite). Wiederholen Sie die Schritte 4-6. 8. Warten Sie 48 Stunden und betrachten Sie dann die Testzone. Wenn die Haut normal aussieht, können Sie mit der Erstanwendung mit der höchstmöglichen Stufe beginnen, bei der Sie sich wohlfühlen. Wenn eine Hautreaktion auftritt, stellen Sie die Benutzung von Venus Naked Skin® ein und konsultieren Sie Ihren Arzt. KEINE Anwendung in der Testzone für mindestens eine Woche nach dem Test durchführen. 17 2.

Wiederholen Sie die Schritte 2-8 wie dargestellt, um das Gesicht, die Wangen und den Kiefer zu behandeln. Behandlung des Halses und der Wangen Haarwuchs unterhalb des Kinns kann dichter und von anderer Struktur sein. Dies kann manchmal eine leichte Hautrötung nach der Behandlung zur Folge haben. Die Rötung ist vorübergehend und sollte nach 24 Stunden komplett abgeklungen sein. 1.

Tragen Sie eine dicke Schicht Aktivierungsgel auf den zu behandelnden Bereich auf (siehe Abbildung unten). ANWENDUNGSHINWEISE ANWENDUNGSHINWEISE 2. Wiederholen Sie die Schritte 2-8 wie dargestellt, um das Gesicht, die Wangen und den Kiefer zu behandeln. HINWEIS: •  Sollte eine Rötung oder ein brennendes Gefühl auftreten und mehrere Minuten anhalten, legen Sie ein kühles Tuch/Kühlkissen auf, um den Bereich zu beruhigen. • Beim eventuellen Auftreten von Pigmentveränderungen, z.

B. Aufhellung oder Verdunkelung, beenden Sie die Anwendung. Konsultieren Sie einen Arzt um dem Grund dafür zu bestimmen, da die Veränderungen aufgrund einer Vorerkrankung aufgetreten sein könnten. WICHTIG: •  Vermeiden Sie Kontakt mit Lippen und Nasenflügeln. Der Bereich unterhalb der Nase ist oftmals sensibel. •  Nicht anwenden auf permanent/semi-permanentem Lipliner am Lippenrand. 1. Tragen Sie eine dicke Schicht Aktivierungsgel auf den zu behandelnden Bereich auf (siehe nächste Abbildung). 16 Wartung und Aufbewahrung 1. Wenn Sie die Anwendung beendet haben, ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, um das Venus Naked Skin®-System auszuschalten.

2. Wischen Sie nach der Anwendung Handgerät, Anwendungsfenster und Hauptgerät mit einem Tuch oder Lappen ab, um überschüssiges Gel vom Gerät zu entfernen. Spülen Sie das Hauptgerät und das Handgerät nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ab bzw. tauchen sie darin ein. 3. Bewahren Sie das Venus Naked Skin®-Gerät und das kühlen und trockenen Ort auf. <sup>®</sup> <sup>TM</sup> Problembehandlung Der folgende Leitfaden zur Problembehandlung sollte zunächst befolgt werden, um mögliche Probleme mit Venus Naked Skin® lösen zu helfen. Problem Die Lämpchen des Venus Naked Skin®-Bedienfelds leuchten nicht auf. Venus Naked Skin® funktioniert nicht auf sehr kleinen Zonen. Lösung Stellen Sie sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Venus Naked Skin®-Hauptgeräts ordnungsgemäß angeschlossen ist. Aus Sicherheitsgründen müssen beide Kontaktschienen am Handgerät die Haut berühren. Wenn die Anwendungszone der Haut zu klein dafür ist, sendet Venus Naked Skin® keinen Lichtimpuls aus.

Versuchen Sie, das Handgerät erneut auszurichten, um zu gewährleisten, dass beide Kontaktschienen das Gel in der Anwendungszone berühren. -Aktivierungsgel an einem Anwendungsplan Startphase Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollte Venus Naked Skin® einmal alle zwei Wochen für 6-12 Anwendungen benutzt werden.

1 8 1 15 8 22 15 29 22 2 9 2 16 9 23 16 30 23 1. Monat 4 5 1.3 Monat 6 10 3 17 10 24 17 11 4 18 11 25 18 12 5 19 12 26 19 7 14 7 21 14 28 21 1 8 1 15 8 22 15 29 22 2 13 6 20 13 27 20 24 25 26 27 28 9 2 16 9 23 16 30 23 2. Monat 4 5 2.3 Monat 6 10 3 17 10 24 17 11 4 18 11 25 18 12 5 19 12 26 19 7 14 7 21 14 28 21 1 8 1 15 8 22 15 29 22 2 13 6 20 13 27 20 24 25 26 27 28 9 2 16 9 23 16 30 23 3.

Monat 4 5 3.3 Monat 6 10 3 17 10 24 17 11 4 18 11 25 18 12 5 19 12 26 19 Das Venus Naked Skin® Hauptgerät ist beschädigt, gerissen oder scheint defekt zu sein. Das rote Lämpchen am Hautton-Sensor leuchtet oder blinkt auf, und Venus Naked Skin® reagiert nicht.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484263)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5484263>

Die Lämpchen des Venus Naked Skin®-Bedienfelds leuchten oder blinken auf ungewöhnliche Weise auf. Es tritt eine deutliche Veränderung der Anwedungs-Lichtintensität auf: 7 14 7 21 14 28 21 NICHT BENUTZEN, wenn Hauptgerät, Handgerät, Netzkabel oder Netzteil beschädigt sind. Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit von Venus Naked Skin® haben oder vermuten, dass ein irgendwie gearteter Defekt vorliegt, sollten Sie es nicht benutzen. Venus Naked Skin® hat sich in den STANBY- oder RUHEMODUS geschaltet. Führen Sie zum Wiedereinschalten eine erneute Hautton-Messung gemäß der Beschreibung auf den Seite 11 und 12 dieser Gebrauchsanleitung durch. Venus Naked Skin® zeigt durch unterschiedliche Lichtkombinationen der Lämpchen im Bedienfeld Fehlermeldungen an.

Die Tabelle unten erklärt die Bedeutung dieser Lichtkombinationen. Rufen Sie die Rufnummer der Kundenbetreuung auf Seite 21 an. 13 6 20 13 27 20 24 25 26 27 28 29 30 29 30 29 30 Erhaltung Nach der Startphase sollten Sie Venus Naked Skin® einmal alle zwei Monate benutzen, um dauerhaft glatte Haut beizubehalten. 1 8 1 15 8 22 15 29 22 9 2 16 9 23 16 30 23 1. Monat 21.3 Monat 6 4 5 10 3 17 10 24 17 11 4 18 11 25 18 12 5 19 12 26 19 7 14 7 21 14 28 21 1 8 1 15 8 22 15 29 22 13 6 20 13 27 20 24 25 26 27 28 9 2 16 9 23 16 30 23 2. Monat 22.3 Monat 6 4 5 10 3 17 10 24 17 11 4 18 11 25 18 12 5 19 12 26 19 7 14 7 21 14 28 21 1 8 1 15 8 22 15 29 22 13 6 20 13 27 20 24 25 26 27 28 9 2 16 9 23 16 30 23 3. Monat 23.3 Monat 6 4 5 10 3 17 10 24 17 11 4 18 11 25 18 12 5 19 12 26 19 7 14 7 21 14 28 21 13 6 20 13 27 20 Leistungseinstellungs- Erklärung Lämpchen Alle Lämpchen schalten sich in unregelmäßiger Reihenfolge EIN und AUS, und das Gerät funktioniert nicht.

Alle Lämpchen sind AUS. Die weiße Blitzlampen-Anzeige LEUCHTET permanent AUF. Aufblinken der weißen Blitzlampen-Anzeige Das Gerät ist beschädigt und sollte zwecks Reparatur zurückgebracht werden. Wenden Sie sich bezüglich weiterer Informationen an Ihren Händler. Es liegt ein Fehler beim Anschluss an die Stromversorgung vor.

Die Blitzlampe kann 50.000 Blitze erzeugen. Diese Anzeige bedeutet, dass 45.000 Lichtblitze bzw. 90% der Lichtblitze verbraucht wurden. Die Lebensdauer der Blitzlampe ist aufgebraucht. 19 24 25 26 27 28 29 30 29 30 29 30 1 8 1 15 8 22 15 29 22 2 9 2 16 9 23 16 30 23 4. Monat 4 5 4.3 Monat 6 10 3 17 10 24 17 11 4 18 11 25 18 12 5 19 12 26 19 7 14 7 21 14 28 21 1 8 1 15 8 22 15 29 22 2 13 6 20 13 27 20 24 25 26 27 28 9 2 16 9 23 16 30 23 5. Monat 4 5 5.3 Monat 6 10 3 17 10 24 17 11 4 18 11 25 18 12 5 19 12 26 19 7 14 7 21 14 28 21 1 8 1 15 8 22 15 29 22 2 13 6 20 13 27 20 24 25 26 27 28 9 2 16 9 23 16 30 23 6. Monat 4 5 6.3 Monat 6 10 3 17 10 24 17 11 4 18 11 25 18 12 5 19 12 26 19 7 14 7 21 14 28 21 13 6 20 13 27 20 24 25 26 27 28 29 30 29 30 18 Technische Daten Venus Naked Skin® ist ein System mit intensiv gepulstem gefiltertem Breitband-Licht und verfügt über die folgenden technischen Daten: Wiederholrate: □ Abhängigkeit von der Betriebstemperatur durchschnittlich in alle 4-6 Sekunden manuell gepulst Netzeingang: Betriebstemperatur: Betriebsfeuchte: Behandlungszone (Bereichsgröße): 100 V – 240 V~, 1.3 – 0.55 A zwischen 15°C und 30°C bis zu 85% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend 3 cm<sup>2</sup> (12 mm x 25 mm) Das auf dem Produkt angebrachte WEEE-Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern dient dazu, Sie daran zu erinnern.

Die im Hautton-Sensor eingesetzte Batterie wird von einer professionellen Recycling-Einrichtung entnommen. Entsorgung (Ende der Lebensdauer): Um die Gefahren für Gesundheit und Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass die Materialien recycelt werden können, sollte dieses Produkt an einer speziellen Sammelstelle für Elektroabfälle und elektronische Geräte entsorgt werden. Das System verfügt über ein Sicherheitssystem und benötigt Berührung mit der Haut, die mit einer Schicht Aktivierungsgel versehen ist, um korrekt zu funktionieren. Benutzen Sie ausschließlich Gele, die speziell für den Gebrauch mit Venus Naked Skin® vorgesehen sind. Andere Gele oder Crèmes dürfen nicht benutzt werden. Dieses Gerät ist für einen einzelnen Benutzer vorgesehen.

Konformität: Kundenbetreuung Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie bitte unser Kundenbetreuungsteam unter: 0 800 - 5 88 92 04 AT: 0 800 - 244 176 CH: 0 800 - 740 366 Garantie Wir gewähren für dieses Produkt eine zweijährige Garantie, die mit dem Kaufdatum beginnt. Innerhalb der Garantielaufzeit beheben wir kostenlos alle Geräterefekte, die auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind, wobei wir uns nach eigenem Ermessen entweder Reparatur oder Austausch des Kompletgeräts vorbehalten. Diese Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von Braun oder dessen autorisierten Händlern vertrieben wird. Von dieser Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Abnutzung sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Geräts nur unerheblich beeinflussen. Die Blitzlampe wird als Verschleißteil des Geräts betrachtet und ist deshalb von der Garantie ausgenommen. Diese Garantie erlischt bei Reparaturen durch nicht autorisierte Personen sowie bei Verwendung anderer Teile als der Original-Ersatzteile von Braun. Um innerhalb der Garantiefrist Hilfe zu erhalten, besuchen Sie bezüglich weiterer Informationen [www.braun.com](http://www.braun.com).

Das CE-Kennzeichen bestätigt, dass dieses Gerät die folgenden EWG-Richtlinien erfüllt: • Richtlinie für Niederspannung 2006/95/EC • Richtlinie für elektromagnetische Kompatibilität 2004/108/EC • Richtlinie für energieverbrauchende Produkte 2009/125/EC 20 21 Skin Suitability Skin Tone Chart Skin Tone Setting I II Please read this entire user guide, including all warnings and safety information, before using the Venus Naked Skin® Intense Pulsed Light Hair Removal System. The Venus Naked Skin® Intense Pulsed Light Hair Removal System is not suitable for everyone. It works effectively on light to medium skin tones and dark hair colors. Venus Naked Skin® is not effective on treatment areas with red, very blonde, grey or white hair. Compare the skin tone of the area to be treated to the chart (on the left) to see if Venus Naked Skin® is suitable for you.

If you are unsure if the device is appropriate for you to use, please call the toll-free number located on page 41 of this user guide or consult your physician.

WARNING – DO NOT USE: If the skin to be treated is darker than skin tone (III) shown on the Skin Tone Chart.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484263)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5484263>

Darker skin tones absorb too much light energy during treatment, which may injure (e.g. burn, discolor or scar) your skin. As the face can be more sensitive, use the device on other body areas before treating upper lip area, chin or jaw. For specific facial usage instructions, see chapter "Facial Treatment".  
Welcome to Gillette Venus Naked Skin® Welcome to a premium beauty experience with your new Venus Naked Skin® Intense Pulsed Light Hair Removal System. With Venus Naked Skin®, you can achieve smooth skin every day, so that every season can be bikini season. So get started... you'll love the look and feel of your continuously smooth skin.

And that's a beautiful thing! III III DO NOT USE 22 For more information and to download the free Naked Skin® mobile application, please visit [www.braun.com](http://www.braun.com) 23 Contents Who Should Not Use Gillette Venus Naked Skin® (Contraindications).....

.....

.....

.. 24 Before You Start (Warnings and Precautions).....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

. 24 Warnings.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.. 24 Precautions...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... 25 Electrical and fire safety.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
*.. 26 Possible Side Effects...*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

*27 Possible side effects include:.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

*27 What to do if you have a side effect....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*27 Introduction to Gillette Venus Naked Skin® .....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

*.. 28 How It Works.....*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....





.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

..... 29 Check Your Skin Tone.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 29 Treatment.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

31 Facial Treatment (women only).....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....

.....  
.....  
.....  
... 33 Patch Test.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 35 Treatment Schedule.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.. 36 Start-up Phase.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....

.... 36 Maintenance Phase.

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
..... 36 *Troubleshooting.*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

.. 37 *Technical Specifications..*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

. 38 *Customer Support.....*

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

..... 39 *Warranty.....*

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 39 25 Who Should Not Use Gillette Venus Naked Skin® (Contraindications) • **DO NOT USE** the device on scalp, eyebrows or anywhere around the eye or eye D socket. Use in these areas may permanently damage eyes. • **DO NOT USE** if you have dark skin tones (see skin tone chart on page 22). Dark skin D may absorb too much light energy and injure (e.g. burn, discolor or scar) your skin. • **DO NOT USE** if you have a history of skin cancer or precancerous lesions (e.g., D nevi or a large number of moles). Before you start, consult your doctor if you take medication for any chronic medical condition.

• **DO NOT USE** if you are pregnant, lactating, or under the age of 18 as this device has D not been tested with these individuals. – **DO NOT** a tattoo or permanent makeup On on the area you wish to treat. – **DO NOT** you have a known sensitivity to If sunlight (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive, e.g., Retin A, Accutane and/or other topical retinoids.

– **DO NOT** if you have had a skin peel I treatment on the area you wish to treat. • **DO NOT** if you are taking any kind of medication I regularly and over a long period of time, please consult your physician for any potential impact on skin sensitivity to light. • **DO NOT** his device is not intended for use T by persons under 18 years of age or persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. • **DO NOT** children should be supervised to C ensure that they do not play with the device. When not in use, always unplug the device. The device should be stored securely out of the reach of children. • **DO NOT** replace the gel with other gels, D creams or lotions. Use only the gel specifically designed for use with the Venus Naked Skin® device. • **DO NOT** void contact of gel with the eyes. In A case of accidental contact between the gel and eyes, rinse with water.

If skin irritation or rash develops, discontinue use of the gel and the device. If symptoms persist, consult your physician. • **DO NOT** regularly check the device and cords R for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device and have it checked and repaired by an authorized service repairman. Call the toll-free number on page 41 for assistance. Unqualified repair work can lead to extreme hazards for the user. • **DO NOT** void any activity or skin products that A may irritate your skin for 24 hours after treatment. This includes: – Using hot tubs or saunas **DO NOT** – Wearing tight-fitting clothing **DO NOT** – Using bleaching creams, perfumed **DO NOT** products or peeling products 27 Before You Start (Warnings and Precautions) WARNINGS • **DO NOT USE** Venus Naked Skin® if **DO NOT** your skin is darker than the dark skin tone (IIII) shown on the skin tone chart or if the setting (IIII) red light on the Skin Tone Sensor is lit. Because dark skin absorbs more light energy, treating dark skin with Venus Naked Skin® may cause discomfort/pain or may injure (e.g. burn, discolor or scar) your skin. • **DO NOT USE** Venus Naked Skin® **DO NOT** if your skin has been artificially or naturally tanned recently. Because tanned skin is darker, it is at a higher risk of damage when using Venus Naked Skin®. Treating tanned skin with Venus Naked Skin® may cause discomfort/pain or may injure (e.g. burn, discolor or scar) your skin. Avoid unprotected exposure to direct sunlight after your Venus Naked Skin® treatment. Treatment with Venus Naked Skin® may make your skin more sensitive to the sun, resulting in side effects such as burning and blistering. Use sunscreen (SPF 15 or greater) or cover the skin. • **DO NOT USE** Venus Naked Skin® on: – Red hair – Grey or white hair – Very blonde hair Venus Naked Skin® is not effective on these hair colors. You will be exposed to the risks of this product but not the benefits. • **DO NOT USE** Venus Naked Skin® D directly on nipples, genitals or around the anus. These areas may have a darker skin color and/or greater hair density and using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure (burn, discolor or scar) your skin. • **DO NOT USE** Venus Naked Skin®: – **DO NOT** n dark brown or black spots such O as freckles, birthmarks, moles or warts in the area you wish to treat. – **DO NOT** if you have chronic skin disease I (e.g., psoriasis or vitiligo) or damaged skin (e.g., sunburn, cuts, open wounds or active infections) in the areas you wish to treat. – **DO NOT** if you have varicose veins in the I area you wish to treat.

If you have any of the above, Venus Naked Skin® may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation), or scarring. • **DO NOT** look directly into the glass D filter on the handset or attempt to activate the handset toward the eyes. To protect the safety of your eyes, and those of individuals nearby, the Venus Naked Skin® handset will only activate when both contact bars, on the bottom of the handset, are placed against the skin. If at any time the handset activates when both bars are NOT in contact with the skin, STOP use of the device immediately and contact your retailer. • **DO NOT USE** Venus Naked Skin® more D than once a week on the same area. It will not speed up the results and may increase the chances of injury to your skin.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484263)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5484263>

**PRECAUTIONS** • Do not use tanning including outdoor sun A bathing, tanning treatments in a salon before and during treatment, or use of a tanning lotion or cream before and during treatment as the device may not work for you. Further, darker skin may absorb too much light, which may cause discomfort/pain or may injure (e.g.

burn, discolor or scar) your skin. 26 The above may cause irritation, such as itching and redness, in the treated areas. **ELECTRICAL AND FIRE SAFETY** As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety. **DANGER:** Never open the Venus Naked Skin® device, as this may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury. • Do not use if device is damaged; for example, cracked base, handset cable damage (internal wires visible), cracked or broken glass on the handset, etc.

Internal parts contain electric charges that are hazardous. Electric shock may result from using a damaged device. • Do not use Venus Naked Skin® near D bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. If Venus Naked Skin® becomes wet, it should not be used. Electric shock may result from using a wet device.

• Do not use if either the base unit or D handset becomes uncomfortably hot to touch. The device may overheat and pose an electric shock risk or fire hazard. • Do not use a power supply other than provided Cyden Type 6027... supply for use with Venus Naked Skin® Type 6028... This may damage the unit and pose an electric shock risk or fire hazard • Do not use petroleum-based or D flammable cleaning agents as these pose a fire risk. • Do not use abrasive cleaning D agents. These may damage the device or scratch the glass window on the handset. Damaged devices must not be used. Electric shock may result from using a damaged device. • Do not block the cooling vents on D the handset. The device may overheat and pose an electric shock risk or fire hazard.

**NOTICE:** • Venus Naked Skin® is designed for use V where the main supply voltage is 100 V to 240 V AC, 50/60 Hz. Check that the actual supply voltage is within this range. • Always unplug Venus Naked Skin® A when not in use. **POSSIBLE SIDE EFFECTS** Venus Naked Skin® is a powerful device. Some people will experience slight discomfort (e.g., heat or redness of the skin) when using Venus Naked Skin® – this is normal. You may feel heat and tingling when activating the light pulse, followed by redness in the skin. This type of reaction usually disappears within 24 hours. Adverse reactions are usually immediate or appear within 24 hours.

In rare cases, they may take up to 72 hours to appear. **POSSIBLE SIDE EFFECTS INCLUDE:** • Discomfort/pain in the area being treated D • Itching of the treated area I • Heat and redness of the skin that H continues after the first 24 hours In rare cases: • Itching or burning of the skin B • Swelling and / or bruising S • Changes to the pigmentation (color) of C the skin in the area treated **WHAT TO DO IF YOU HAVE A SIDE EFFECT** Side Effect Warm feeling or tingling sensations during treatment which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use. Discomfort or pain is intense during treatment or persists after a treatment. Skin redness during or after treatment which disappears within minutes to several hours. Skin redness which does not go away within 24–48 hours after treatment.

**How to Assess and React** This is expected and is normal for all IPL (Intense Pulsed Light) hair removal device treatments. You can keep on using the device as instructed. Stop using the device and consult your physician before using it again. This is expected and is normal for all IPL (Intense Pulsed Light) hair removal device treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.

Stop using the device and consult your physician before using it again. In Very Rare Cases: Swelling and redness around the hair follicle that disappears within two or three days. Swelling and redness around the hair follicle that does not disappear within two to three days. Temporary changes in skin color (lightening or darkening). Increase in hair growth in areas of treatment (more likely to be seen with subjects of Mediterranean descent). You can keep on using the device as instructed once swelling and redness around the hair follicle has disappeared. Stop using the device and consult your physician before using it again. If your skin color changes, stop using the device and consult your physician. If this increase persists over several treatments, stop using the device and consult your physician. 28 29 Introduction to Gillette Venus Naked Skin® The Venus Naked Skin® device is powered by Intense Pulsed Light (IPL), derived from professional light technology that is used by dermatologists/professionals worldwide for the treatment of unwanted hair.

The Venus Naked Skin® System includes: 1. Base unit 2. Handset (connected to base unit) 3. Detachable Skin Tone Sensor (see page 31 for details on the Skin Tone Sensor) 4. Activation button 5. Power supply 6. Treatment window in the front of handset 7. <sup>TM</sup> What to Expect You could experience noticeable hair reduction after 6 treatments and long lasting hair removal after 6 – 12 treatments. Continue to treat once every two months to maintain results and to enjoy continuously smooth, beautiful skin. 7 How to Use Getting Started Check Your Skin Tone USING THE SKIN TONE SENSOR Venus Naked Skin® has an integrated Skin Tone Sensor designed to assist you in choosing the appropriate skin tone setting for your skin.

4 1 2 3 5 4 2 The treatment area should be clean, hair-free and dry. 1. Remove any visible hair before using Venus Naked Skin®. Removal of hair ensures the light reaches the hair follicle during treatment. 2.

Cleanse the treatment area and C pat dry. 3 6 Activating Gel 8 8. User Guide 1 HOW TO USE How It Works The Venus Naked Skin® Intense Pulsed Light (IPL) system is derived from professional IPL technology and helps break the cycle of hair regrowth. The light energy is transferred through the <sup>TM</sup> Activating Gel to target the melanin in dark hair, helping to put the hair to sleep. Skin Tone Sensor 1.

Sensor Button 2. Setting Lights 3. Bulb Life Indicator 4. Sensor Window on the back side **HOW TO USE** To measure your skin: 1. Remove the Skin Tone Sensor from the base unit. The RED Skin Tone Sensor light will go out to indicate it is ready. **BEFORE TREAT RESULTS** Setup To power on the device: 1. Place the device unit on a firm surface. The handset should be securely placed in its cradle on the base unit. D <sup>TM</sup> Activating Gel Venus Naked Skin® comes with <sup>TM</sup> Activating Gel.

This is a clear, water-based gel that enables the light to transfer to the hair during treatment to optimize effectiveness.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484263)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5484263>

Do not use Venus Naked Skin® if you do not have Activating Gel. The gel is available for purchase at your retailer. 2. Plug the power supply into an electrical outlet. The Skin Tone Sensor button will illuminate RED to indicate STANDBY mode. A skin tone reading is required to begin. 2. Place the sensor window of the Skin Tone Sensor on the clean, dry area of skin you wish to treat. For comfort and safety, always choose the darkest skin, e.g., for leg, test the outside of the lower leg; for arms, use the back of the hand. For the face, test the cheek or upper lip area. 3. Press the Skin Tone Sensor button to receive a skin tone reading: • If an illuminated WHITE light I (settings I, II, III, IIII) appears, the skin tone in this area is suitable for E treatment.

6. Double check the result by comparing the skin tone of the treated area to the Skin Tone Chart. IMPORTANT: If there is a difference between the skin tone identified by the Skin Tone Sensor and the Skin Tone Chart, you should always use the higher number/darker tone setting (emits less light energy). For example: if the Skin Tone Sensor indicates (III) and the Skin Tone Chart indicates (IIII), you should use (IIII). 7.

Press the Skin Tone Sensor button P repeatedly until the correct skin tone setting appears. STANDBY Mode When the Skin Tone Sensor is placed in the base unit, after 10 minutes of inactivity, the handset will revert to STANDBY mode (indicated by a RED light). A new skin tone reading is required to re-activate the unit. IMPORTANT: Only use the Activating Gel specifically designed for use with this device. In order to prevent gel from drying, larger areas should be treated in sections. 2. Wipe excess gel from your hands. 3. Select a spot on the edge of the treatment area. Place the handset firmly on the skin so that both contact bars on the outer corners of the treatment window are placed in the Activating Gel that is on the skin surface.

A WHITE light signals you have the proper contact. If the white light does not appear, be sure to adjust the handset so that both bars remain in contact with the skin. CORRECT • If an illuminated RED light appears, this indicates the skin tone in this area is not suitable for treatment. I – IIII on the Skin Tone Sensor. HOW TO USE Treatment Before your first treatment, we advise you to perform a patch test on a small area of skin on a body part you plan to treat. Please refer to page 37 for Patch Test details. Once you have established the correct skin tone setting and prepared the treatment area, you are ready to begin your treatment. 1. Apply a thick layer of Activating Gel A to the area. DO NOT RUB IN.

The gel should remain in a thick layer on the skin to ensure proper contact with the Handset. HOW TO USE 4. IMPORTANT: Before treating another body part, you must perform a new measurement. NOTE: If all lights illuminate, this indicates that the measurement taken is not valid, e.g., Skin Tone Sensor G does not have good contact. • Setting I is the HIGHEST power S setting and is for people with fair skin as shown on the Skin Tone Chart—Skin Tone 1. • Setting II is the MEDIUM power S setting and is for people with medium skin tone as shown on the Skin Tone Chart—Skin Tone 2. • Setting III is a LOWER power S setting and is for people with darker skin as shown on the skin tone chart—Skin Tone 3. • Setting IIII is the LOWEST power setting and is for people with darker skin as shown on the Skin Tone Chart—Skin Tone 4.

NOTE: You can choose a higher number/darker tone setting (emits less light energy) than your Skin Tone Sensor measurement result, but a lower number/lighter skin tone setting cannot be selected. Gel layer Skin INCORRECT Gel layer Skin 4. Press the Activation button once. Look away from the handset to avoid the bright light. You will hear a click and may feel a warm sensation. 5. Replace the Skin Tone Sensor in the base unit. The Skin Tone Sensor button will illuminate WHITE which indicates that the unit is ready for use. The device setting will automatically adjust to the Skin Tone Sensor reading. The white setting light indicates the power setting.

3. Remove the handset from your skin. R The two contact bars and treatment window will leave marks in the Activating Gel to help track your treatment progress. 6. Venus Naked Skin® should be used on the skin in continuous rows. Your next selected treatment spot should be adjacent to the previous. There should be no gaps between treatment areas. When placing the handset onto the gel on your skin, the edge of the treatment window and the two contact bars should line up with the marks from the previous treatment area. Facial Treatment (women only) M Using Venus Naked Skin® to remove unwanted facial hair requires care and special guidance to prevent any possible adverse reaction. It is recommended that before treating the face, other body areas are treated first.

Avoid tanning including outdoor sun bathing, tanning treatments in a salon before and during treatment, or use of a tanning lotion or cream before and during treatment as the device may not work for you. Further, darker skin may absorb too much light energy, which may cause discomfort/pain.

IMPORTANT: • Do not treat the eyebrows or areas around the eyes, the scalp, the nostrils, the ears. • Do not use on moles or any dark (pigmented) areas. Before Treatment 1.

Determine if the face may be treated, by using the skin color chart and the skin tone sensor. Because the face is unavoidably exposed to sunlight, it may be darker than other body areas. 2. Perform a patch test: test your skin for reaction in a hair-free area below the ear (see chapter titled “Patch Test”). 3. After this patch test, wait 48 hours, examine the treated area and if it appears normal, begin treating the upper lip, chin or jaw. Getting started 1. Remove all cosmetics, lotions and creams (including self tanning) from the area you wish to treat. 2. Remove any visible hair. 8. When you have finished treating an area, wipe away any excess Activating Gel from the handset and the area you have treated. Place the handset back on the base unit. 9. Check the treated area to see if you develop any skin reactions.

If you experience a side effect, refer to page 29 in this user guide. SLEEP Mode Timeout • When the unit is left “inactive” (i.e., no buttons are pushed or the Skin Tone Sensor is not removed/ replaced) for 55 minutes, then the unit will enter a low power SLEEP mode. • In SLEEP mode, all the lights are off except for the RED Skin Tone Sensor button which will make a single flash once every 3 seconds. You must take a skin tone reading to get out of SLEEP mode. 3. Use the skin tone sensor to confirm suitability for treatment. Do NOT use if the skin tone sensor indicates red (IIII). Always start with the lowest setting when using on the face, regardless of the skin tone sensor reading.



[You're reading an excerpt. Click here to read official BRAUN IPL VENUS NAKED SKIN BY BRAUN user guide](http://yourpdfguides.com/dref/5484263)  
<http://yourpdfguides.com/dref/5484263>